

Materiale de sutură resorbabile



PGA
 Fir de sutură sintetic, resorbabil, pe bază de acid poliglicolic, împletit, cu înveliș

PGA plus
 Fir de sutură sintetic, resorbabil, pe bază de acid poliglicolic, împletit, cu înveliș antibacterian

PDO
 Fir de sutură sintetic, resorbabil, monofilament, polidioxanonă

PGP
 Fir de sutură sintetic, resorbabil, monofilament, PGCL 25

Chromic catgut
 Fir de sutură natural, resorbabil, împletit, tratat cu crom

Nume produs	Material de sutură	Tip de sutură	Caracteristici	Culoare	Înveliș	Împletit	Rezistență la rupere	Rata de resorbție
PGA violet	Acid poliglicolic	Sintetic/ Resorbabil	Multifilament	violet	x	x	83% la 14 zile 52% la 21 zile 20% la 28 zile	60-90 zile
PGA plus	Acid poliglicolic antibacterian	Sintetic/ Resorbabil	Multifilament	violet	x	x	83% la 14 zile 52% la 21 zile 20% la 28 zile	60-90 zile
PGP	PGCL 25 (Poliglecapron)	Sintetic/ Resorbabil	Monofilament	violet			70% la 7 zile 40% la 14 zile 12% la 21 zile	91-120 zile
PDO	Polidioxanonă	Sintetic/ Resorbabil	Monofilament	violet			75% la 14 zile 66% la 28 zile 53% la 42 zile	180-220 zile
Catgut Cromat	Catgut cromat	Natural/ Resorbabil	Împletit	maro			variabil*	general 21-42 zile

Materiale de sutură neresorbabile

Poliester
 Fir de sutură multifilament, neresorbabil, împletit și cu înveliș

Supramid
 Fir de sutură pseudo-monofilament, neresorbabil, Supramid


Nylon
 Fir de sutură pseudo-monofilament, neresorbabil, Nylon

Mătase
 Fir de sutură multifilament, neresorbabil, natural

Nume produs	Material de sutură	Tip de sutură	Caracteristici fizice	Culoare	Înveliș	Împletit
Poliester verde	Polietilen tereftalat	Sintetic/ Neresorbabil	Multifilament	verde	x	x
Poliester alb	Polietilen tereftalat	Sintetic/ Neresorbabil	Multifilament	alb	x	x
Nylon albastru	Nylon colorat	Sintetic/ Neresorbabil	Pseudo-monofilament	albastru		x
Copramid	Nylon incolor	Sintetic/ Neresorbabil	Pseudo-monofilament	alb		x
Mătase	Mătase	Natural/ Neresorbabil	Multifilament	negru	x	x



Multifilament, împletit



Monofilament




Pseudo-monofilament



Multifilament răsucit cu finisare monofilament

Nylon/Coprמיד

Fir de sutură sintetic -
monofilament - neresorbabil,
Nylon/Coprמיד



Fir de sutură Nylon/Coprמיד neresorbabil, steril, compus din polimeri nylon tip 6 cu lanț alifatic lung sau nylon tip 6/6. Firele din nylon monofilament sunt de culoare albastră (FD&C Blue No 2). Coprמיד este împletit și de culoare albă.

Caracteristici

- Diametru uniform al firului
- Flexibilitate maximă
- Securitate și consistență a nodului
- Memorie minimă

Indicații

Firele Nylon/Coprמיד sunt indicate pentru afrontare și sutură pentru țesuturi moi, inclusiv utilizarea în proceduri cardiovasculare, oftamologice și proceduri neurologice.

Contraindicații



Datorită pierderii graduale a forței de tracțiune care poate interveni pe perioade mari, firele Nylon nu sunt indicate pentru suturi permanente.

Forță de tracțiune

Ca orice fir de Nylon/Coprמיד, deși neresorbabil, hidroliza progresivă a firului poate duce la detensionarea nodului. De aceea nu este indicat pentru suturi care necesită tensionare permanentă sau suturi permanente.

Culori

Albastru/alb.

Cod articol	Forma și caracteristicile acului	Formă ac	Lungime ac mm	EP (metric)	USP	Lungime fir cm	Culoare fir	Conținut per cutie
NYLON			NYLON					
2800393	3/8 vârf triunghiular și tăios (traumatic) 	16	16	1	5-0	75	Albastru	12
2800394		19	19	1.5	4-0	75	Albastru	12
2800395		19	19	2	3-0	75	Albastru	12
2800396		24	24	2	3-0	75	Albastru	12
2800397		24	24	3	2-0	75	Albastru	12
2800398		30	30	3	2-0	75	Albastru	12
2800399		30	30	3.5	0	75	Albastru	12
COPRAMID			COPRAMID					
2800402	1/2 corp rotund (atraumatic) 	19	19	2	3-0	75	Alb	12
2800403		24	24	2	3-0	75	Alb	12
2800404		24	24	3.5	0	75	Alb	12
NYLON			NYLON					
2800400		20	20	2	3-0	75	Albastru	12
2800401		20	20	3	2-0	75	Albastru	12

Firele de sutură sub formă de rolă din gama Covetrus oferă lungimea potrivită pentru suturi la animale mari sau pentru clinicile cu chirurgie frecventă. Furnizorul nostru asigură controale stricte pentru a pune la dispoziție fire de calitate și cantitate suficientă.

Rola a fost concepută atât în vederea îndeplinirii nevoilor economice ale medicului veterinar de clinică, cât și a nevoilor practice ale unui medic veterinar, care lucrează în condiții de teren. Pentru o bună organizare a rolelor oferim suport din inox pentru rolele de sutură, astfel medicii veterinari dispun de o unitate comodă care îi ajută în organizarea practică a firelor de sutură.. Pe teren, rolele pot fi purtate chiar în buzunarele salopetei sau halatului medicului, asigurând mereu firul necesar unei suturi de calitate.




Beneficii

- ✓ Mai economice decât firele împachetate individual.
- ✓ Desfășurare lină fără formare de bucle.
- ✓ Design compact și mic, compatibile cu majoritatea suporturilor de inox pentru role
- ✓ Complet portabile, potrivite pentru buzunar.

Lamă încorporată pentru secționarea firului

Aditiv pe bază de argint

Argintul, care are proprietăți antimicrobiene, a fost adăugat la nivelul zonei de tăiere pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată și migrarea bacteriilor.



Rolele SutureVet cu tehnologia SilSafe™

SilSafe™ utilizează ioni de argint care au proprietăți antimicrobiene.



CAPAC "FLIP-TOP" ATAȘAT

Pentru protejarea materialului de sutură



Design mic și compact


Dimensiunea potrivită pentru a încăpea în buzunar ușor de utilizat pe teren sau în timpul deplasărilor

Numai pentru uz veterinar.

Notă: Pentru toate rolele de fire resorbabile: O dată deschisă, notați data pe zona special creată de pe spatele casetei. Firele PDO trebuie utilizate în termen de 60 de zile de la deschidere iar PGA 90 de zile.

Copramid

Fir de sutură monofilament
- neresorbabil - împletit



Firul de sutură Copramid este neresorbabil, steril, compus din polimeri de nylon cu lanț aliphatic lung de tip 6 sau tip nylol 6/6. Firul monofilament este alb.

Caracteristici

- Diametru uniform
- Flexibilitate maximă
- Securitate și consistență a nodului
- Memorie minimă.

Indicații

Firul Copramid este indicat pentru chirurgia generală a țesuturilor moi, chirurgie cardiovasculară, oftalmologie și neuro.

Contraindicații

Datorită pierderii de tensiune pe perioade lungi, firul Copramid nu este indicat pentru suturi permanente sau care necesită tensiune permanentă.

Forță de tracțiune

Ca la orice fir Copramid, deși neresorbabil, forța de tracțiune poate scădea progresiv datorită hidrolizei progresive. Firele Copramid nu sunt potrivite pentru suturi permanente sau care necesită tensiune mare permanentă.

Culoare

Alb.

Cod produs	USP	EP (metric)	Lungime fir (m)	Culoare
2800272	4-0	1.5	75	alb
2800273	3-0	2	75	alb
2800274	2-0	3	75	alb
2800275	0	3.5	75	alb
2800276	1	4	75	alb
2800277	2	5	50	alb
2800278	3+4	6	50	alb
2800279	5	7	50	alb
2800280	6	8	25	alb