

## locid

dezinfectant și protector pentru glanda mamară destinat aplicării după muls

### Compoziție

Iod 5.000 ppm, Lanolină, Glicerină, Sorbitol, Alantoină, Compuși formatori de film.

### Caracteristici

Soluție maro;  
pH-ul soluției de 1%: 5,7;  
Densitatea la 20°C: 1,04 kg/l;  
Punctul de îngheț: - 5°C.

### Avantaje

Iod 5.000 ppm = este activ față de următoarele bacterii: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Colibacili*.  
Lanolină, glicerină și sorbitol = soluții emoliente pentru piele. Alantoină = rol cicatrizant și sanogen.  
Produsul **IOCID** colorează vizibil mameloanele.

### Mod de utilizare

Produsul **locid** este gata pentru utilizare, nu trebuie diluat, se aplică prin imersarea mameloanelor în soluție.

### Prezentare

Bidoane din plastic de 10 l, 20 l, 200 l

### Producător

**CID LINES BV**- The Professional Hygiene Company, 8900 IEPER, Waterpoortsaat 2, Belgia.