

locid

dezinfectant si protector pentru glanda mamara destinat aplicarii dupa muls

Compoziție

Iod 5.000 ppm,
Lanolină,
Glicerină,
Sorbitol,
Alantoină,
Compuși formatori de film.

Caracteristici

Soluție maro;
pH-ul soluției de 1%: 5,7;
Densitatea la 20°C: 1,04 kg/l;
Punctul de îngheț: - 5°C.

Avantaje

Iod 5.000 ppm = este activ față de următoarele bacterii: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Colibacili*.
Lanolină, glicerină și sorbitol = soluții emoliente pentru piele.
Alantoină = rol cicatrizant și sanogen.
Produsul **IOCID** colorează vizibil mameloanele.

Mod de utilizare

Produsul **locid** este gata pentru utilizare, nu trebuie diluat, se aplică prin imersarea mameloanelor în soluție.

Prezentare

Bidoane din plastic de 10 l
Bidoane din plastic de 20 l
Bidoane din plastic de 200 l

Producător

CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, 8900 IEPER, Waterpoortsaat 2, Belgia.