

RINGER

soluție perfuzabilă

1. COMPOZIȚIE

500 ml soluție perfuzabilă ce conține:

clorura de sodiu 8,6 g, clorura de calciu dihidrat 0,33 g, clorura de potasiu 0,30 g.

2. INDICAȚII TERAPEUTICE

Soluția Ringer este indicată ca tratament de substituție hidroelectrolitică în:

- deshidratare predominant extracelulară (de exemplu în caz de varsături, diaree, fistule)
- hipovolemie (determinată de soc hemoragic, arsuri, pierderi hidroelectrolitice)

3. DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza zilnică maximă se stabilește de către medicul veterinar în funcție de vârsta, greutate și starea clinică a animalului, precum și de tabloul biologic al acestuia.

Mod de administrare:

Soluția Ringer se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, în condiții riguroase de aseptie.

4. CONTRAINDICAȚII

- insuficiență cardiacă congestivă;
- hiperhidratare, predominant extracelulară;
- hiperkaliemie, hipercalcemie;
- asociere cu digitalice și diuretice care economisesc potasiu.

5. ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE

Această soluție nu trebuie administrată prin injecție intramusculară.

În caz de transfuzii concomitente, sângele și Soluția Ringer nu trebuie administrate în același dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare.

6. INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICAMENTOASE

digitalice – risc de tulburări grave de ritm, uneori letale.

diuretice tiazidice – risc de hipercalcemie prin scăderea eliminării urinare a calciului.

diuretice care economisesc potasiu (amilorid, canreonat de potasiu, spironolactona, triamteren) – risc de hiperkaliemie cu potențial de evoluție letală, în special în caz de insuficiență renală.

7. SUPRADOZAJ

Supradozajul poate provoca supraîncărcare lichidiană, dezechilibre hidroelectrolitice, hiperosmolaritate.

Tratamentul constă în întreruperea perfuziei cu Soluție Ringer și administrarea de diuretice, de exemplu furosemid.

Instrucțiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării și manipularii:

Înainte de administrare se verifică flaconul, care trebuie să fie intact, iar soluția trebuie să fie limpede.

Înainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc.

8. PREZENTARE

Flacon 500 ml soluție perfuzabilă Ringer.